



Others






微小血管縫合器



カートリッジ(サイズ:2.0mm)



縫合器本体セット

●カートリッジ

製品番号	サイズ(適用血管外径)	カラー
2 7 5 0	1.0mm (0.8mm~1.2mm)	
2 7 5 1	1.5mm (1.2mm~1.8mm)	
2 7 5 2	2.0mm (1.8mm~2.4mm)	
2 7 5 3	2.5mm (2.4mm~3.0mm)	
2 7 5 4	3.0mm (3.0mm~3.6mm)	

(注)カートリッジはいずれも滅菌済みです。
入り数は1個/箱です。

●縫合器

製品番号	品 名
2 7 4 0	縫合器本体
2 7 4 5	専用滅菌トレー
2 7 4 8	血管外径計測用ゲージ
2 7 4 1	縫合器フルセット
	*縫合器本体
	*血管外径計測用ゲージ
	*専用滅菌トレー

(注)縫合器本体セットは未滅菌です。
使用前に滅菌して下さい。

〈確実に迅速な吻合〉

- ◆どんな吻合でも約3~5分で完了。
- ◆端々(end-to-end)吻合も端側(end-to-side)吻合も可能。
- ◆色分けされた4種類のカートリッジにより、0.8mmから3.0mmの血管が吻合可能。





ペディ・ラップ (腕固定用サポーター)

〈ペディ・ラップの用途〉

1. 頭蓋顔面、手、顕微鏡手術後に
2. 縫合部、包帯の保護用カバーに
3. NGチューブ、IVチューブ(気管切開時)の引き抜き防止
4. 腕、足のサポーター(物理療法)
5. レントゲン撮影時や治療時の腕・足の固定に
6. 患部にふれさせない為に(傷口、皮膚の引っ掻き防止)
7. 口の中に物を入れるのを防止
8. その他、用途に合わせて

〈素 材〉

外層：コットンプリント


(未熟児用：フランネル使用)

中層：ポリフィル

内層：綿100%

硬部：アクリル性プラスチック(X線透過性)

*洗濯、オートクレープ使用可能



〈商品サイズ詳細〉

※腕を横にまっすぐに伸ばした状態で、脇下から手首までの長さを測り、サイズを決めてください。

※必ず上腕中央部をフィットさせ、腕にぴったり合うものを選んでください。

品番	サイズ	適応年齢	①長さ(cm)	②上腕(cm)	③手首(cm)
201	新生児用(SS)	新生児	13	15 - 20	13 - 18
202	小(S)	1歳まで	17.5	18 - 23	15 - 20
203	中(M)	2歳まで	23	20 - 25	18 - 23
204	大(L)	3歳まで	28	23 - 28	18 - 23

CICATREX®

～サージカルガーメント～



- 高伸縮糸と低伸縮糸を編みこんでいるため、適度な締め付け効果が得られます。
- この他にも体の各部位に合わせて種類、サイズも豊富に取り揃えております。

Chin strap

Ref.3410

	1	27 - 30 cm
	2	31 - 36 cm
	3	37 - 45 cm

Long sleeve

Ref.3425

	Height Altura	A	B	
	1	9 - 11 cm	19 - 23 cm	
	2	35 cm	11 - 14 cm	23 - 28 cm
	3	45 cm	14 - 16 cm	28 - 32 cm
	4		16 - 20 cm	32 - 37 cm
	5		20 - 25 cm	37 - 42 cm
	6		25 - 30 cm	42 - 48 cm
	7		30 - 40 cm	48 - 58 cm
	8		40 - 50 cm	58 - 67 cm




Microsurgical Developments Foundation

MD PVC-Rat ラットモデル マイクロトレーニングキット

〈特長〉

- 多彩なマイクロ手術の術式トレーニングが可能です
- 材質:ラット本体/ポリ塩化ビニール スペアパーツ/ラテックス




〈キットの構成〉

- ラットモデル 1体
- スペアパーツ 3セット
- ユーザーガイドDVD 1枚
- シュミレーションソフトCD "Remote" 1枚
- キャリーケース 1個




頸動脈・頸静脈・気管...



腹腔...PV/VC穿刺
端端/端側/側側吻合等
練習できます

〈スペアパーツ〉

1セット9種類入り
☆スペアパーツのみの購入も可能です
(トレーニングキット購入後に限り)






スクリュー式脂肪注入用シリンジ

スクリューインジェクター 汎用性注射筒(滅菌済)



〈特 徴〉

- 1クリック(1回転)0.5ccと微量ずつ正確に注入できます。
- 回転ハンドル(オプション品)を装着することが出来、注入がさらに容易となります。
- 主な使用例:豊胸・ヒップアップなど



品 番	品 名	入 数
BM-01	スクリュー式脂肪注入用シリンジ (届出番号 27B2X00093000301)	10
BM-02	脂肪移植シリンジ用回転ハンドル (オプション品)	1